




Item	Cat.No.	Descrizione	Description	Qty
CENTRIFUGE B 4.12				
1	110050004235	Quadro comandi completo 220V 50/60Hz	Control panel ass.y 220V 50/60Hz	1
1	110055004235	Quadro comandi completo 120V 50/60Hz	Control panel ass.y 120V 50/60Hz	1
1/1	131101000040	Pulsante stop	Stop pushbutton	1
1/2	131101000030	Pulsante start	Start pushbutton	1
1/3	131101000020	Pulsante apertura coperchio	Cover unlock switch	1
1/4	131101000010	Interruttore linea	Mains switch	1
1/5	131001000010	Commutatore freno	Brake switch	1
1/6	1300500CS102	Scheda ass. + trasformatore 220V 50/60 Hz	Printed wiring ass.y + transformer 220V 5	1
1/6	1300550CS102	Scheda ass. + trasformatore 120V 50/60 Hz	Printed wiring ass.y + transformer 120V 5	1
1/7	05X20 2A	Fusibile	Fuse	1
1/8	131501000040	Potenzimetro velocità	Speed potentiometer	1
1/9	100325000012	Resistenza freno 100 Ohm 25W	Brake resistor 100 Ohm 25W	1
1/9	100325000015	Resistenza freno 180 Ohm 25W	Brake resistor 180 Ohm 25W	1
1/10	131901000061	Teleinterruttore	Contacteur	1
1/11	110001004656	Targa	Front panel	1
1/13	1300510CS94C	Scheda assemblata (velocità) 220V 50/60 Hz	Printed wiring ass.y (speed) 220V 50/60	1
1/13	1300550CS94C	Scheda assemblata (velocità) 120V 50/60 Hz	Printed wiring ass.y (speed) 120V 50/60	1
1/14	130050CA100B	Scheda assemblata (potenza)	Printed wiring ass.y (power)	1
1/16	134350000012	Cavo piatto	Flat cable	1
1/16	133201001041	Manopola velocità	Speed knob	1
1/18	131205000010	Cappuccio per tasto velocità	Speed pushbutton cap	1
1/20	1300500CS101	Scheda assemblata (timer)	Printed wiring ass.y (timer)	1
2/1	070502013582	Motore 220V 50/60 Hz	Motor ass.y 220V 50/60Hz	1
2/1	070502013639	Motore 120V 50/60 Hz	Motor ass.y 120V 50/60Hz	1
2/2	3860	Carboncino motore	Motor brush	2
2/3	065201000015	Tappo per portacarboncino	Brush carrier cap	2
2/4	015001003990	Massa stabilizzatrice	Stabilizer mass	1
2/5	3727/50	Antivibrante motore	Antishock motor isolator	1
2/6	106550004236	Gruppo sensore velocità	Speed sensor ass.y	1
2/7	032501000010	Condotto flessibile aria	Rubber tube	1
3	011001004677	Basamento	Bottom plate	1
3/1	032501004682	Marmitta foncoassorbente	Silencer	1
3/2	030002006014	Piedino in gomma	Rubber foot	4
3/3	133702000150	Gruppo presa-filtro-fusibili	Mains socket + filter + fuses	1
3/4	05X20 4AT	Fusibile 220V 50/60Hz	Fuse 220V 50/60Hz	2
3/4	05X20 6,3AT	Fusibile 120V 50/60Hz	Fuse 120V 50/60Hz	2
4	134310004236	Gruppo elettroserratura	Lid locking ass.y	1
4/1	108201000020	Elettromagnete	Solenoid	1
4/2	C4CZN	Microinterruttore coperchio	Lid microswitch	1
5	140001000005	Attrezzo apertura emergenza	Emergency opening tool	1
6	087501004679	Involucro	Casing	1
6/1	042006004787	Protezione cava gancio	Latch slot protector	2
6/2	051010004767	Vite protezione foro emergenza	Emergency protection hole screw	1
7	083002004952	Camera di centrifugazione	Centrifugation chamber	1
8	042001004610	Guarnizione camera-coperchio	Centrifugation chamber-lid seal	1
9	090005013184	Calotta coprimotore	Motor cap	1
10	042003004526	Guarnizione camera-motore	Centrifugation chamber-motor seal	1
11	140001000001	Chiave fissaggio testa rotante	Rotating head locking key	1
12	700030004236	Gruppo coperchio	Lid ass.y	1
12/1	082101013111	Sottocoperchio	Under lid	1
12/2	050620004695	Molla anticaduta	Spring	1
12/3	050602004706	Piastrina ferma molla	Spring's stop	1
12/4	050506004972	Perno guida molla	Spring drive pin	1
12/5	082001004673	Coperchio	Lid	1
12/6	039005004640	Cerniera inox	Stainless hinge	1
12/7	050625004716	Gancio coperchio	Lid latch	1
12/8	032501004693	Convogliatore	Air pipe	1
12/9	081002004674	Copricoperchio	Lid cover	1
12/10	050610004882	Oblò coperchio	Lid view port	1
12/11	052002004665	Barra apertura coperchio	Lid opening bar	1
13	133001000010	Cavo alimentazione (ITALIA)	Mains cable (ITALIA)	1