





Figure 6.4.1 - VUE D'ENSEMBLE DU C3-12
GENERAL VIEW OF C3-12

6.4.1 - Vue d'ensemble du C3-12 (voir figure 6.4.1)
General view of C3-12 (see figure 6.4.1)

REPERE ITEM	REFERENCE REFERENCE	DESCRIPTION DESCRIPTION	Qté. Qty
1	25341076	Panneau avant <i>Front panel</i>	1
2	25230149	Corps soudé <i>Welded body</i>	1
3	25241214	Couvercle équipé <i>Lid assembly</i>	1
4	26962010	Vérin droit (150 N) <i>Right gas spring (150 N)</i>	1
5	26403106	Goupille 6 x 16 <i>Pin, 6 x 16</i>	1
6	25439061	Joint de cuve collé <i>Glued chamber seal</i>	1
7	26554023	Passe-fil <i>Crommet</i>	1
7	25439072	Joint de nez de cuve (valable à partir du N° de série 29006352 + le 28911078 et le 28911079) <i>Chamber nose seal (serial No 29006352 and followings + the 28911078 and the 28911079)</i>	1
non repéré <i>not shown</i>	26566011 *	Pied amortisseur <i>Damping foot</i>	4

* Référence unitaire
Single item reference



6.4.2 - Face avant et verrouillage couvercle du C3-12
Front panel and lid lock of C3-12

6.4.2 - Face avant et verrouillage couvercle du C3-12 (voir figure 6.4.2)
Front panel and lid lock of C3-12 (see figure 6.4.2)

REPERE ITEM	REFERENCE REFERENCE	DESCRIPTION DESCRIPTION	Qté. Qty
1	85280072	Carte "Afficheur" "Display" PCB	1
2	25153169	Carte Principale 220 V Main PCB 220 V	1
2	25153171	Carte Principale 120 V Main PCB 120 V	1
3	86001382	Fusible pour carte Principale 220 V (0,5 A FSF) Fuse for Main PCB 220 V (0.5 A FSF)	1
3	86001383	Fusible pour carte Principale 120 V (1 A FSF) Fuse for Main PCB 120 V (1 A FSF)	1
4	85210018	Clavier souple Flexible keyboard	1
5	25300020	Electro-aimant 220 V équipé 220 V electromagnet assembly	1
5	25300019	Electro-aimant 120 V équipé 120 V electromagnet assembly	1
6	26487030	Micro rupteur pour serrure Lock microswitch	1
	+ 26461051	Palette Actuator	1
7	25560020	Serrure usinée Machined lock	1
6 bis	86001406	Micro rupteur de sécurité Safety lock microswitch	1
7 bis	85180188	Serrure usinée (version 2) Machined lock (version 2)	1
8	85240195	Gache Latch	1
9	89000449	Kit carte additionnelle ADD-ON ADD-ON board kit	1

Kit :
N° 25445041




FIGURE 6 4.3 - ENSEMBLE ELECTRIQUE DE PUISSANCE DU C3-12
 POWER ELECTRONIC PARTS OF C3-12

6.4.3 - Ensemble électrique de puissance du C3-12 (voir figure 6.4.3)
Power electronic parts of C3-12 (see figure 6.4.3)

REPERE ITEM	REFERENCE REFERENCE	DESCRIPTION DESCRIPTION	Qté. Qty
1	26276004	Disjoncteur 220 V / 120 V <i>Circuit breaker, 220 V / 120 V</i>	1
2	26660006	Prise secteur <i>Mains socket</i>	1
3	26365012	Filtre 220 V / 120 V <i>EMI filter, 220 V / 120 V</i>	1
4	26720062	Résistance "frein" <i>Braking resistor</i>	1




Figure 6.4.4 - MOTEUR DU C3-12
 MOTOR OF C3-12

6.4.4 - Moteur du C3-12 (voir figure 6.4.4)
Motor of C3-12 (see figure 6.4.4)

REPERE ITEM	REFERENCE REFERENCE	DESCRIPTION DESCRIPTION	Qté. Qty
1	25509570	Moteur équipé 220 V <i>Motor assembly, 220 V</i>	1
1	25509571	Moteur équipé 120 V <i>Motor assembly, 120 V</i>	1
2	25261022	Détection de balourd équipée <i>Imbalance detector assembly</i>	1
3	25007027	Jeu de trois plots amortisseurs avec vis <i>Set of three damping studs, with screws</i>	1
4	25254041	Cuve équipée (isolée + blindage) <i>Rotor chamber assembly (insulated and shielded)</i>	1
4	85180046	Cuve équipée (isolée + blindage) (valable à partir du N° de série 29006352 + le 28911078 et le 28911079) <i>Rotor chamber assembly (insulated and shielded)</i> <i>(serial No 29006352 and followings +</i> <i>the 28911078 and the 28911079)</i>	1
5	26566011	Pied amortisseur <i>Damping foot</i>	4
non repéré <i>not shown</i>	89000056	Balais moteur pour moteur L-S <i>Carbon brush for motor L-S</i>	2
non repéré <i>not shown</i>	89000214	Balais moteur pour moteur ALC <i>Carbon brush for motor ALC</i>	2